

# Radiofréquence vacuum avec cavitation

## Présentation

La radiofréquence vacuum (aspiration) pour le corps et le visage, ainsi que la cavitation sont des techniques utilisées en esthétique et en médecine esthétique pour le raffermissment de la peau, la réduction de la cellulite et le traitement de la graisse corporelle.



## Vacuum RF + LED rouge

La radiofréquence vacuum est une technologie qui utilise des ondes électromagnétiques pour chauffer les couches sous-cutanées de la peau, stimulant ainsi la production de collagène. Ce processus contribue au raffermissment de la peau, à la réduction significative de la cellulite et à l'amélioration de la texture cutanée. Cette méthode consiste à effectuer un massage uniforme sur la zone ciblée, favorisant la dissolution et l'élimination des cellules graisseuses grâce à la circulation lymphatique.

La luminothérapie LED rouge consiste à exposer la peau à des diodes électroluminescentes émettant une lumière rouge. Cette lumière pénètre dans les couches de la peau et stimule la production de collagène, ce qui contribue au raffermissment de la peau. De plus, la luminothérapie a un effet anti-inflammatoire et contribue également à réduire la cellulite tout en améliorant la circulation sanguine et lymphatique.

Lorsque l'on combine ces trois techniques (RF+vacuum+LED), elles permettent de tripler l'efficacité de la réduction de la cellulite, le raffermissment de la peau, le drainage lymphatique et l'amélioration de la circulation sanguine. Un petit manipulateur est également utilisé pour le visage et le menton double.

## Cavitation

La cavitation utilise des ultrasons à basse fréquence pour cibler les cellules graisseuses sous la peau. Ces ultrasons produisent des ondes sonores qui créent des bulles d'air microscopiques dans les cellules graisseuses, provoquant leur rupture et accélérant leur élimination.

## Rentabilité

- Peu de consommable
- Retour rapide sur investissement
- Faible coût de fonctionnement
- 3 traitements

## Avantages

- Traitement non invasif et sécurisé
- Résultat rapide
- Traitement pour le corps et visage
- Simple d'utilisation
- Pour toutes zones et silhouettes
- Effets à long terme

## Caractéristique

- ◆ Fréquence RF : 6 MHz
- ◆ Puissance : 500W
- ◆ Pression vacuum : 10-100 KPA
- ◆ Photon : LED rouge
- ◆ Puissance cavitation : 40 KHz
- ◆ Ecran tactile : 15 pouces